

Kombinirana štiricelična kad

za kopeli, razgibavanje in elektrogalvansko masažo rok in nog

Combined four-cell tube

for baths, exercises and electro-galvanic massage of arms and legs

K-12
K-12E



VEPLAS d.d., Štrbenkova 1, 3320 Velenje, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 898 58 00, Fax: +386 (0)3 898 58 30
www.veplas.si E-mail: veplas@siol.net



Kombinovana četvorocelijska kupka za vežbu ili elektrogalvansku masažu za ruke i noge. Izradjena je od ojačane plastike koja je temperaturno i kiselinski otporna. Čelije za ruke su horizontalno postavljene. Kada se rade u dve verzije :

K-12 : Kombinovana četvorocelijska kupka za vežbu, razgibavanje ruku i nogu
K-12 E : Kombinovana četvorocelijska kupka za vežbu, razgibavanje i elektrogalvansku masažu ruku i nogu

Svaka ćelija je opremljena sa dve elektrode, koje omogućuju tretman svakog uda posebno. Mikroprocesorski elektrostimulator nudi 6 različitih strujnih oblika (galvanski, dijadinamski i faradski).

Opšti podaci		Tehnički podaci	
Dužina	125 cm	Toplotna provodljivost	0,86 W/mK
Širina	150 cm	Napajanje sa mreže	220 V
Visina	90 cm	Snaga	65 W
Zapremina	90 lit		
Težina	45 kg		
Materijal	ojačana plastika		
Boja	po izboru		

Tip kade	K-12	K-12 E
Priključci vode		
Topla voda	3/4"	3/4"
Hladna voda	3/4"	3/4"
Dotok vode		
Topla voda	1/2"	1/2"
Hladna voda	1/2"	1/2"
Odtok vode		
	Ø40	Ø40

Standardna oprema	K-12	K-12 E
Termostatska baterija	x	x
Elektrostimulator	-	x
Elektrode	-	x

ZASTUPNIK ZA SRBIJU
 GALABERN DOO Beograd
 Visokog Stevana 17/8
 11000 Beograd, SRBIJA

Kontakt mob 064 21 999 32 , tel 011 2180 488, fax 011 2630 780