

Kombinirana metuljčasta kad

za kopeli, razgibavanje in podvodno masažo

Combined
butterfly tube

for baths, exercises and underwater massage

K-9



VEPLAS d.d., Štrbenkova 1, 3320 Velenje, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 898 58 00, Fax: +386 (0)3 898 58 30
www.veplas.si E-mail: veplas@siol.net



Kombinovana leptirasta kada je ergonomski dizajnirani terapijski uređaj velike zapremine. Funkcionalni oblik kade obezbeđuje pacijentu nesmetano pasivno kretanje ili vežbu sa asistencijom jer dozvoljava sve pokrete u svim mogućim pravcima. Ugrađena pumpa omogućuje podvodnu masažu. Izrađena je od ojačane plastike koja je temperaturno i kiselinjski otporna. Stabilnost kade se obezbeđuje preko pastificiranih aluminijskih nogara. Za prenos pacijenta se može koristiti mobilna ili fiksna dizalica za pacijente.

K-9 : Kombinovana leptirasta kada za kupanje, razigbavanje i podvodnu masažu

Opšti podaci	
Dužina	235 cm
Širina	200 cm
Visina	92 cm
Zapremina	1350 lit
Težina	185 kg
Materijal	Ojačana plastika
Boja	po izboru

Tehnički podaci	
Toplotna prevodljivosti	0,86 W/mK
Napajanje	380 V
Priključna snaga	1,5 kW
Pritisak vode	0,55 MPa
Protok vode	70-130 lit/min

Tip kadi	K-9
Priključci vode	
Topla voda	1"
Hladna voda	1"
Dotok vode	
Topla voda	3/4"
Hladna voda	3/4"
Ručni tuš	3/4"
Masažni ventil	3/4"
Odtok vode	
	Ø50

Standardna oprema	K-9
Masažna cev sa usnikom	x
Komplet masažnih otvora	x
Manometer	x
Termometar	x
Ručni tuš	x
Naslon za glavu	x
Ručke za pridržavanje	x
Pumpa	x

Dodatna oprema

Uređaj za vazdušnu masažu sa 20 otvora, ventil za mineralnu vodu.

ZASTUPNIK ZA SRBIJU
GALABERN DOO Beograd
Visokog Stevana 17/8
11000 Beograd, SRBIJA

Kontakt mob 064 21 999 32 , tel 011 2180 488, fax 011 2630 780